

Webinar

INDEX Release 2023-11

Omar Besic, Product Manager
Flavia Kaufmann, Product Owner

Online, 24.08.2023

HCI Solutions, ein Unternehmen der Galenica Gruppe

Themen

Neuerungen

- Erweiterung GSASA Teilbarkeit Daten
 - Tiegelsymbol
 - Ernährungshinweise für Medikamente
 - Neue Wertelisten
 - Angabe der Quellen im CONSUMERFOLDER für SUMMARY und CONTENT
-

Ergänzende redaktionelle Informationen

- Entfernen von Knoten ARTPRI
 - Erweiterung ROLE mit Invalidenversicherer
 - Bereinigung der Bildtypen PICFRONTTOP und PICBACKTOP
-

Individuelle Fragen



23-05: Teilbarkeit gemäss GSASA

Wer ist GSASA?



Schweizerischer Verein der Amts- und Spitalapotheker
Association suisse des pharmaciens de l'administration et des hôpitaux
Associazione svizzera dei farmacisti dell'amministrazione e degli ospedali
Swiss Association of Public Health Administration and Hospital Pharmacists

Bereits heute importieren wir Daten von GSASA:

- Zermörser- und
- Suspendierbarkeit
- Öffnen von Kapseln
- Angaben bez. der Haltbarkeit flüssiger Oralien

Zusatzinformation GSASA

Zermörserbar	Ja.
Suspendierbar	Ja.
Ref.	Pharmatrix-Arzneimittelinformation, SORTIS, www.pharmatrix.de 06/2015. www.hexal.de/praeparate/fachkreise/sondenbogen/atorvastatin 06/2015 (Evidenzlevel 3)

Zusatzinformation GSASA

Zermörserbar	Nein. Pellets nicht mörsern oder zerkauen
Alternativen	nicht retardierte Form
Ref.	Fachinfo, Stand 12/2017 (Evidenzlevel 1)
Öffnen der Kapsel	Ja. Kapselinhalt auf wenig, nicht warme Nahrung z.B. Apfelmus streuen und unmittelbar unzerkaut einnehmen. Flüssigkeit nachtrinken. (Ref. Fachinfo, Stand 12/2017) (Evidenzlevel 1)

23-05: Teilbarkeit gemäss GSASA

Wo ist diese Information verfügbar?

INDEX ab Release 2023-05: zusätzlich Teilbarkeit von oral festen Formen Datenquelle GSASA

Schema/Node	Neues Element	Beschreibung
PRODUCT/PRD/GSASA/	DIVGSASA	0 = keine Angabe 2 = Teilbar 3 = Drittelbar 4 = Viertelbar

```
<PRD DT="2023-08-17T00:00:00+02:00">
  <PRDNO>109526</PRDNO>
  <DSCRD>AMIODARON Mepha Tabl 100 mg</DSCRD>
  <DSCRFB>AMIODARON Mepha cpr 100 mg</DSCRFB>
  <DSCRLONGD>Amiodaron-Mepha Tabl 100 mg</DSCRLONGD>
  <DSCRLONGF>Amiodaron-Mepha cpr 100 mg</DSCRLONGF>
  ...
  <GSASA>
    <ISCRUSHABLE>true</ISCRUSHABLE>
    <CRUSHABLEREMD>WS ist lichtempfindlich.</CRUSHABLEREMD>
    <CRUSHABLEREMF>PA photosensible</CRUSHABLEREMF>
    <ISSUSPENDABLE>true</ISSUSPENDABLE>
    <SUSPENDABLEREMD>Tablette in 15 ml Wasser zerfallen lassen</SUSPENDABLEREMD>
    <SUSPENDABLEREMF>déliter le comprimé dans 15 ml d'eau</SUSPENDABLEREMF>
    <EVIDENCELEVEL>1</EVIDENCELEVEL>
    <REFERENCES>Qualitätsdokumentation Mepha 2010</REFERENCES>
    <DIVGSASA>2</DIVGSASA>
  </GSASA>
</PRD>
```

23-11: Erweiterung GSASA Teilbarkeit Daten

Was ist neu?

Analog den bereits seit längerem bestehenden GSASA Daten (Zermörserbarkeit, Suspendierbarkeit, Öffnen von Kapseln, Haltbarkeit flüssiger Oralien) wird neu auch bei der **Teilbarkeit die Referenz und das Referenzlevel ausgegeben werden**. Die Daten sind referenziert und basieren auf Firmenangaben, Literatur oder Erfahrungswerten.

Schema/Node	Neues Element	Beschreibung
PRODUCT/PRD/GSASA	DIVGSASAREF	Referenz zur Teilbarkeit gemäss GSASA
PRODUCT/PRD/GSASA	DIVGSASAEL	Evidenzlevel zur Teilbarkeit gemäss GSASA 1 = Hoch 2 = Mittel 3 = Schwach Leer = nicht angegeben


```
<PRD DT="2023-08-17T00:00:00+02:00">
  <PRDNO>109526</PRDNO>
  <DSCRD>AMIODARON Mepha Tabl 100 mg</DSCRD>
  <DSCRF>AMIODARON Mepha cpr 100 mg</DSCRF>
  <DSCRLONGD>Amiodaron-Mepha Tabl 100 mg</DSCRLONGD>
  <DSCRLONGF>Amiodaron-Mepha cpr 100 mg</DSCRLONGF>
  ...
  <GSASA>
    <ISCRUSHABLE>>true</ISCRUSHABLE>
    <CRUSHABLEREMD>WS ist lichtempfindlich.</CRUSHABLEREMD>
    <CRUSHABLEREMF>PA photosensible</CRUSHABLEREMF>
    <ISSUSPENDABLE>>true</ISSUSPENDABLE>
    <SUSPENDABLEREMD>Tablette in 15 ml Wasser zerfallen lassen</SUSPENDABLEREMD>
    <SUSPENDABLEREMF>déliter le comprimé dans 15 ml d'eau</SUSPENDABLEREMF>
    <EVIDENCELEVEL>1</EVIDENCELEVEL>
    <REFERENCES>Qualitätsdokumentation Mepha 2010</REFERENCES>
    <DIVGSASA>2</DIVGSASA>
    <DIVGSASAEL>1</DIVGSASAEL>
    <DIVGSASAEPF>Fachinfo, Stand 10/2019</DIVGSASAEPF>
  </GSASA>
</PRD>
```

Neu 23-11: Tiegelsymbol Lebensdauer

Gemäss VKOS (Kosmetik-Verordnung) gilt:

*"beträgt die **Mindesthaltbarkeit mehr als 30 Monate**, so ist die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht zwingend; für solche Erzeugnisse wird angegeben, wie lange das Mittel nach dem Öffnen sicher ist" .*

Dies wird in der Regel mit einem Tiegel-Symbol dargestellt.



Wie wird es umgesetzt?

Kosmetikprodukt verfügt über ein Tiegelsymbol und hat gleichzeitig eine Lebensdauer

- im INDEX Element ARTICLE/ART/EXP wird wie bisher die Lebensdauer in Monaten ausgegeben
- das Element ARTICLE/ART/PAOS wird nicht ausgegeben

Kosmetikprodukt verfügt über ein Tiegelsymbol und hat gleichzeitig keine Lebensdauer

- das INDEX Element ARTICLE/ART/EXP wird nicht ausgegeben
- im INDEX Element ARTICLE/ART/PAOS wird der Wert „true“ ausgegeben

Schema/Node	Neues Element	Beschreibung
ARTICLE/ART	PAOS*	true = Artikel enthält Tiegelsymbol *Period-after-opening symbol <i>Der Wert „false“ wird nicht ausgegeben</i>

Neu 23-11: Neuer Knoten zu Ernährungshinweisen für Medikamente

Welche Informationen werden verfügbar sein?

Aufgrund von Rückmeldungen aus der Industrie wird in den INDEX Daten ein neuer Knoten für Ernährungshinweise publiziert. Diese Werte werden in einem neuen CODE «DIETTYP» ausgegeben.

Schema/Node	Neues Element	Beschreibung
PRODUCT/PRD/	DIETARYADVICE	Knoten zur Angabe von Ernährungshinweisen gemäss Angaben der Hersteller
PRODUCT/PRD/DIETARYADVICE	DIETTYPE	Codetype 72

Neu 23-11: Angabe der Quellen im CONSUMERFOLDER für SUMMARY und CONTENT

Neue Wertelisten

Schema/Node	Neuer CDTYP	CDVAL	Beschreibung Deutsch
CODE/CD/CDTYP	72	Diättyp: <ul style="list-style-type: none">• FREE_FROM_GLUTEN• WITH_GLUTEN• NO_INFO_GLUTEN• LACTOSE_FREE• WITH_LACTOSE• NO_INFO_LACTOSE	<ul style="list-style-type: none">• Glutenfrei• Glutenhaltig• Keine Information zu Gluten• Lactosefrei• Lactosehaltig• Keine Information zu Lactose

Neu 23-11: Angabe der Quellen im CONSUMERFOLDER für SUMMARY und CONTENT

Was wird umgesetzt?

In den beiden INDEX Elementen SUMMARY und CONTENT des CONSUMERFOLDER Schema werden Konsumenteninformationen zu Produkten publiziert.

Um besser ersichtlich zu machen, ob die Daten von der Redaktion der HCI Solutions stammen oder selbst vom Hersteller erfasst wurden, werden die zusätzlichen Elemente SUMMARYSRC und CONTENTSRC zur Information der Quelle eingeführt.

Schema/Node	Neuer Codetype	Werte
CONSUMERFOLDER/CFOLDER/LANGUAGE/	SUMMARYSRC	<ul style="list-style-type: none">• HCI• Industrie
CONSUMERFOLDER/CFOLDER/LANGUAGE/	CONTENTSRC	<ul style="list-style-type: none">• HCI• Industrie

Neu 23-11: Angabe der Quellen im CONSUMERFOLDER für SUMMARY und CONTENT

Was wird umgesetzt?

pharmavISTA Demo

Produkt Fotos Ähnliche

COLGATE Blue Fresh Gel Zahnpasta QA
Gaba Schweiz AG

Favorit Medikation Drucken

Konsumenteninformation aus der Industrie

Beschreibung

- Stärkt die Zähne • Erfrischt den Atem • Kariesschutz durch Fluorid Formel • Sorgt für ein angenehmes und frisches Gefühl • Blaues Gel mit frischem Pfefferminzgeschmack

Eigenschaften

Die Colgate Fresh Gel Zahnpasta beugt Karies vor und sorgt für ein angenehmes und frisches Mundgefühl. Die klinisch bestätigte Fluorid Formel stärkt die Zähne und hilft, Schwachstellen am Zahnschmelz vorzubeugen. Blaues Gel mit frischem Pfefferminzgeschmack.

Anwendung

Zweimal täglich 2 Minuten lang putzen.

Hinweise

Für Kinder bis 6 Jahre: Nur eine erbsengrosse Menge Zahnpasta verwenden. Zur Vermeidung übermässigen Verschluckens nur unter Aufsicht. Bei zusätzlicher Aufnahme von Fluorid den Zahnarzt oder Arzt befragen.

Tube nach Gebrauch verschliessen um die Produktqualität zu erhalten.

Zusammensetzung

Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, PEG-12, Aroma, Cellulose Gum, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Glycerin, Limonene, CI 42090.

Enthält: Natriumfluorid (1450 ppm F⁻).

CONSUMERFOLDER (1 found)

- CFOLDER #1 (DT 2021-10-25)

- FOLDERID:45333

- LANGUAGE:

- LANG:DE

- TITLE:COLGATE Blue Fresh Gel Zahnpasta

- SUMMARYSRC: Industrie

- SUMMARY:• Stärkt die Zähne • Erfrischt den Atem • Kariesschutz durch Fluorid Formel • Sorgt für ein angenehmes und frisches Gefühl • Blaues Gel mit frischem Pfefferminzgeschmack

- CONTENTSRC: Industrie

- CONTENT:<h3 class="hci_index_consumerfolder_content_paragraphHeader" style="border: 1px solid darkgray; margin-top: 16px; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid darkgray;">Eigenschaften</h3><p>Die Colgate Fresh Gel Zahnpasta beugt Karies vor und sorgt für ein angenehmes und frisches Mundgefühl. Die klinisch bestätigte Fluorid Formel stärkt die Zähne und hilft, Schwachstellen am Zahnschmelz vorzubeugen. Blaues Gel mit frischem Pfefferminzgeschmack.</p><h3 class="hci_index_consumerfolder_content_paragraphHeader" style="border: 1px solid darkgray; margin-top: 16px; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid darkgray;">Anwendung</h3><p>Zweimal täglich 2 Minuten lang putzen.</p><h3 class="hci_index_consumerfolder_content_paragraphHeader" style="border: 1px solid darkgray; margin-top: 16px; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid darkgray;">Hinweise</h3><p>Für Kinder bis 6 Jahre: Nur eine erbsengrosse Menge Zahnpasta verwenden. Zur Vermeidung übermässigen Verschluckens nur unter Aufsicht. Bei zusätzlicher Aufnahme von Fluorid den Zahnarzt oder Arzt befragen.</p><p>Tube nach Gebrauch verschliessen um die Produktqualität zu erhalten.</p><h3 class="hci_index_consumerfolder_content_paragraphHeader" style="border: 1px solid darkgray; margin-top: 16px; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid darkgray;">Zusammensetzung</h3><p>Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, PEG-12, Aroma, Cellulose Gum, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Glycerin, Limonene, CI 42090.</p><p>Enthält: Natriumfluorid (1450 ppm F⁻).</p>

- LINK:

- TITLE:Colgate website

- URL:https://www.colgate.ch/de-ch

- CFOLDERSRC:

- SRC:HCI

- CHAR:<p>Das Frische Gel hat einen angenehmen, "coolen" Geschmack und sorgt somit für frischen Atem. Es reinigt gründlich und schützt aktiv vor Karies.</p>

Was wird umgesetzt?

Auf dem Schweizer Markt werden vermehrt die **gleichen Artikel von mehreren Lieferanten vertrieben**. Betroffen sind z.B. Reformartikel und Verbrauchsmaterial wie Katheter, Urinbeutel, Spritzen etc.

Damit pro Artikel mehrere Lieferanten (und optional ihre Preise) publiziert werden können, wurde mit dem Release 2017-05 das Schema `ARTICLE_PRICE` eingeführt.

Der Knoten **`ARTICLE_PRICE`** wird mit dem **INDEX Release 2024-05** den Knoten **`ARTICLE/ART/ARTPRI`** definitiv ablösen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Knoten **`ARTICLE/ART/ARTPRI`** entfernt. Eine rechtzeitige Prüfung der aktuellen Datenbezüge wird dringendst empfohlen.

Ergänzungen 23-11: Entfernen von ARTPRI Knoten

Was wird umgesetzt?

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl'
href='https://index.hcisolutions.ch/Index/current/Schemas/OUT/xsl/prettyxml.xsl?'>
<ARTICLE CREATION_DATETIME="2023-07-24T12:51:40.9126858+02:00" PROD_DATE="2023-
07-24T00:00:00" VALID_DATE="2023-07-24T00:00:00" RELEASE="2023-05">
  <ART DT="2023-03-29T00:00:00+02:00">
    <PHARMACODE>7781039</PHARMACODE>
  ...
  <DSCRD>WIEGAND Medibecher 25ml gelb waschbar 50 Stk</DSCRD>
  <DSCRFB>WIEGAND Medigobelets 25ml jaune lavables 50 pce</DSCRFB>
  ...
  <DEL>>false</DEL>
  <ARTCOMP>
    <COMPNO>4455</COMPNO>
    <ROLE>L</ROLE>
    <ARTNO1>612013</ARTNO1>
    <ARTNO2>612013</ARTNO2>
    <ARTNO3>612013</ARTNO3>
  </ARTCOMP>
  <ARTCOMP>
    <COMPNO>5609</COMPNO>
    <ROLE>H</ROLE>
    <ARTNO1>612013</ARTNO1>
    <ARTNO2>612013</ARTNO2>
    <ARTNO3>612013</ARTNO3>
  </ARTCOMP>
  <ARTCOMP>
    <COMPNO>5609</COMPNO>
    <ROLE>L</ROLE>
    <ARTNO1>71.2-50</ARTNO1>
    <ARTNO2>71.2-50</ARTNO2>
    <ARTNO3>71.2-50</ARTNO3>
  </ARTCOMP>
  <ARTCOMP>
    <COMPNO>5609</COMPNO>
    <ROLE>V</ROLE>
    <ARTNO1>612013</ARTNO1>
    <ARTNO2>612013</ARTNO2>
    <ARTNO3>612013</ARTNO3>
  </ARTCOMP>
  <ARTPRI>
    <VDAT>2023-04-01T00:00:00+02:00</VDAT>
    <PTYP>PPHA</PTYP>
    <PRICE>1.65</PRICE>
  </ARTPRI>
</ART>
<RESULT>
  <OK_ERROR>OK</OK_ERROR>
  <NBR_RECORD>1</NBR_RECORD>
  <ERROR_CODE />
  <MESSAGE>Input parameters INDEX: PHARMINDEX, KEYTYPE: pharmacode, KEY:
7781039</MESSAGE>
</RESULT>
</ARTICLE>
```

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl'
href='https://index.hcisolutions.ch/Index/current/Schemas/OUT/xsl/prettyxml.xsl?'>
<ARTICLE_PRICE CREATION_DATETIME="2023-07-
24T12:56:09.1983322+02:00" PROD_DATE="2023-07-24T00:00:00" VALID_DATE="2023-07-
24T00:00:00" RELEASE="2023-05">
  <AP DT="2023-03-29T00:00:00+02:00">
    <PHARMACODE>7781039</PHARMACODE>
    <PRTNO>4455</PRTNO>
    <PTYP>PPHA</PTYP>
    <VDAT>2023-04-01T00:00:00+02:00</VDAT>
    <PRICE>1.65</PRICE>
    <DEL>>false</DEL>
  </AP>
  <RESULT>
    <OK_ERROR>OK</OK_ERROR>
    <NBR_RECORD>1</NBR_RECORD>
    <ERROR_CODE />
    <MESSAGE>Input parameters INDEX: PHARMINDEX, KEYTYPE: pharmacode, KEY:
7781039</MESSAGE>
  </RESULT>
</ARTICLE_PRICE>
```

Ergänzungen 23-11: Erweiterung ROLE mit Invalidenversicherer Wurde bereits umgesetzt

Bisher wurden im INDEX die Versicherungen in die zwei Kategorien A (Unfallversicherer) und H (Krankenversicherer) unterteilt. Die Kategorien sind im INDEX Element ROLE vorhanden. Nach Rückmeldung aus dem Markt wurde die ROLE zusätzlich mit der Kategorie I (Sozialversicherer) erweitert ([INDEX News](#)).

Schema/Node	Bestehendes Element	Beschreibung
INSURANCE/INS	ROLE	<ul style="list-style-type: none">• A: Accident (Unfallversicherung)• H: Health (Krankenkasse)• I: Social insurance (Sozialversicherer)

Ergänzungen 23-11: Erweiterung ROLE mit Invalidenversicherer Wurde bereits umgesetzt

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl'  
href='https://index.hcisolutions.ch/Index/current/Schemas/OUT/xsl/prettyxml.xsl'?>  
<INSURANCE CREATION_DATETIME="2023-07-  
24T14:01:28.8846304+02:00" PROD_DATE="2023-07-24T00:00:00" VALID_DATE="2023-07-  
24T00:00:00" RELEASE="2023-05">  
  <INS DT="2017-05-24T00:00:00+02:00">  
    <GLN>7601003000078</GLN>  
    <ROLE>A</ROLE>  
    <LANG>DE</LANG>  
    <DESCR1>Suva</DESCR1>  
    <DESCR2>Elektronische Kommunikation</DESCR2>  
    <DEL>>false</DEL>  
  ...  
  <RESULT>  
    <OK_ERROR>OK</OK_ERROR>  
    <NBR_RECORD>1</NBR_RECORD>  
    <ERROR_CODE />  
    <MESSAGE>Input parameters INDEX: INSUREINDEX, KEYTYPE: gln, KEY:  
7601003000078</MESSAGE>  
  </RESULT>  
</INSURANCE>
```

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl'  
href='https://index.hcisolutions.ch/Index/current/Schemas/OUT/xsl/prettyxml.xsl'?>  
<INSURANCE CREATION_DATETIME="2023-07-24T14:02:47.563962+02:00" PROD_DATE="2023-  
07-24T00:00:00" VALID_DATE="2023-07-24T00:00:00" RELEASE="2023-05">  
  <INS DT="2021-06-30T00:00:00+02:00">  
    <GLN>7601003000023</GLN>  
    <ROLE>H</ROLE>  
    <LANG>DE</LANG>  
    <DESCR1>Visana AG</DESCR1>  
    <DEL>>false</DEL>  
  ...  
  <RESULT>  
    <OK_ERROR>OK</OK_ERROR>  
    <NBR_RECORD>1</NBR_RECORD>  
    <ERROR_CODE />  
    <MESSAGE>Input parameters INDEX: INSUREINDEX, KEYTYPE: gln, KEY:  
7601003000023</MESSAGE>  
  </RESULT>  
</INSURANCE>
```

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl'  
href='https://index.hcisolutions.ch/Index/current/Schemas/OUT/xsl/prettyxml.xsl'?>  
<INSURANCE CREATION_DATETIME="2023-07-  
24T14:08:27.3368365+02:00" PROD_DATE="2023-07-24T00:00:00" VALID_DATE="2023-07-  
24T00:00:00" RELEASE="2023-05">  
  <INS DT="2023-07-12T00:00:00+02:00">  
    <GLN>7601003002737</GLN>  
    <ROLE>I</ROLE>  
    <LANG>DE</LANG>  
    <DESCR1>Liechtensteinische Invalidenversicherung (IV)</DESCR1>  
    <DEL>>false</DEL>  
  ...  
  <RESULT>  
    <OK_ERROR>OK</OK_ERROR>  
    <NBR_RECORD>1</NBR_RECORD>  
    <ERROR_CODE />  
    <MESSAGE>Input parameters INDEX: INSUREINDEX, KEYTYPE: descr1, KEY:  
invaliden</MESSAGE>  
  </RESULT>  
</INSURANCE>
```

Ergänzungen 23-11: Bereinigung der Bildtypen PICFRONTTOP und PICBACKTOP

Wurde bereits umgesetzt

Im CODETYP 41 werden 16 Bildtypen definiert. Im Rahmen einer Datenbereinigung hat man erkannt, dass die Bildtypen PICBACKTOP und PICFRONTTOP bereits durch die Bildtypen PICFRONT und PICBACK abgedeckt werden.

Somit sind die zwei Bildtypen PICBACKTOP und PICFRONTTOP obsolet und wurden darum auf DEL=True gesetzt. Sie werden nach 6 Monaten ab Löschkennzeichnung (19.07.2023) aus den INDEX Datenbanken vollständig entfernt. Somit fällt das definitive Löschdatum der Bildtypen PICFRONTTOP und PICBACKTOP auf den 19.02.2024 ([INDEX News](#)).

Ergänzungen 23-11: Bereinigung der Bildtypen PICFRONTTOP und PICBACKTOP Wurde bereits umgesetzt

ARTICLE_IMAGE

```
<?xml-stylesheet type='text/xsl'
href='https://index.hcisolutions.ch/Index/current/Schemas/OUT/xsl/prettyxml.xsl'?>
<ARTICLE_IMAGE CREATION_DATETIME='2023-07-
28T07:37:28.8882853+02:00' PROD_DATE='2023-07-27T00:00:00' VALID_DATE='2023-08-
01T00:00:00' RELEASE='2023-05">
  <AI DT="2018-10-30T00:00:00+01:00">
    <PHARMACODE>2836719</PHARMACODE>
    <ITYP>PICBACK</ITYP>
    <IDAT>2017-10-23T00:00:00+02:00</IDAT>
    <ISRC>HCI</ISRC>
    <DEL>>false</DEL>
  </AI>
  <AI DT="2023-07-19T01:00:00+02:00">
    <PHARMACODE>2836719</PHARMACODE>
    <ITYP>PICBACKTOP</ITYP>
    <IDAT>2017-10-23T00:00:00+02:00</IDAT>
    <ISRC>HCI</ISRC>
    <DEL>>true</DEL>
  </AI>
  <AI DT="2018-10-30T00:00:00+01:00">
    <PHARMACODE>2836719</PHARMACODE>
    <ITYP>PICFRONT</ITYP>
    <IDAT>2017-10-23T00:00:00+02:00</IDAT>
    <ISRC>HCI</ISRC>
    <DEL>>false</DEL>
  </AI>
  <AI DT="2023-07-19T01:00:00+02:00">
    <PHARMACODE>2836719</PHARMACODE>
    <ITYP>PICFRONTTOP</ITYP>
    <IDAT>2017-10-23T00:00:00+02:00</IDAT>
    <ISRC>HCI</ISRC>
    <DEL>>true</DEL>
  </AI>
```

CODE

CDTYP	CDVAL	DSCRD	DEL
41	CONTENTBACK	Verpackungsinhalt, Rückansicht	false
41	CONTENTFRONT	Verpackungsinhalt, Frontansicht	false
41	DOSEFORMBACK	Darreichungsform, Rückansicht	false
41	DOSEFORMFRONT	Darreichungsform, Frontansicht	false
41	MARKETING	Marketing: Inszenierung des Artikels (nur bei Datenquelle ISRC = Industry)	false
41	PICBACK	Artikel 2D: die flache Rückansicht (z.B. geeignet für Category Management, üblicherweise französisch beschriftet)	false
41	PICBACK3D	Artikel: die schräge Rückansicht (z.B. geeignet für Webshops, üblicherweise französisch beschriftet)	false
41	PICBACK3DPLUS	Artikel mit Inhalt: die schräge Rückansicht mit Inhalt, üblicherweise französisch beschriftet	false
41	PICBACKTOP	Artikel 2D mit Aufsicht: die flache Rückseite mit Aufsicht, üblicherweise französisch beschriftet	true
41	PICFRONT	Artikel 2D: die flache Frontansicht (z.B. geeignet für Category Management, üblicherweise deutsch beschriftet)	false
41	PICFRONT3D	Artikel: die schräge Frontansicht (z.B. geeignet für Webshops, üblicherweise deutsch beschriftet)	false
41	PICFRONT3DPLUS	Artikel mit Inhalt: die schräge Frontansicht mit Inhalt, üblicherweise deutsch beschriftet	false
41	PICFRONTTOP	Artikel 2D mit Aufsicht: die flache Frontseite mit Aufsicht, üblicherweise deutsch beschriftet	true
41	PRIMPACKBACK	Verpackungsinhalt, Rückansicht	false
41	PRIMPACKFRONT	Verpackungsinhalt, Frontansicht	false
41	VIEWER360	360°-Ansicht des Artikels (via separatem Viewer)	false

OK (Input parameters INDEX: PHARMINDEX, KEYTYPE: cdtyp, KEY: 41).

This result was served 2023-07-28T07:25:18.2909045+02:00 using INDEX 2023-05.
The data in it was produced 2023-07-27 and is valid from 2023-08-01.

Release 23-11: Zeitplan

Datum	Beschreibung	Status
05.10.2023	Release 2023-11 testweise verfügbar	Ab 13.00h mit Daten ab Testumgebung.
30.10.2023	Release 2023-11 produktiv verfügbar	Ab 13.00h produktive Daten. Die CURRENT -URL wechselt auf den neuen Release.
29.12.2023	Release 2021-11 nicht mehr verfügbar	Ausserbetriebnahme, end-of-life (EOL).



Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!

Wie war es für Sie?



QR Code einscannen und Feedback geben