

Manuel d'utilisation myCATALOG compact

2018-07-24

HCI Solutions AG Untermattweg 8 · Case postale · CH-3000 Berne 1 Téléphone +41 58 851 26 00 · Fax +41 58 851 27 10 hotline@hcisolutions.ch · www.hcisolutions.ch

HCI Solutions, une entreprise du Groupe Galenica

1. Sommaire

1.	Som	Sommaire			
2.	myC	ATALOG compact	3		
	2.1.	Glossaire	4		
	2.2.	Rôles	5		
	2.3.	Vos interlocuteurs chez HCI Solutions	5		
3.	Desc	ription du fichier d'articles INDEX – Master catalogue – sub-catalogue	5		
	3.1.	Logique Master catalogue versus sub-catalogue	6		
4.	myC	ATALOG compact	6		
	4.1.	Login	6		
	4.2.	Afficher/traiter un produit/article dans le Master catalogue	7		
	4.3.	Afficher/traiter un produit/article du sub-catalogue compact	9		
	4.4.	Filtres	11		
	4.4.1	. Filtres globaux	11		
	4.4.2	. Filtres de colonne	11		
	4.5.	Ajouter un article introuvable dans le Master catalogue	12		
	4.6.	Ajouter un article au sub-catalogue compact	13		
5.	Expo	rt et import de sub-catalogues	14		
	5.1.	Export quotidien automatique du sub-catalogue compact dans compendium.ch	14		
	5.2.	Export manuel	15		
	5.2.1	. Affichage et traitement des données dans Excel	15		
	5.3.	Import manuel	16		
6.	Attrib	uts de produit et d'article	17		
	6.1.	Types d'attribut	17		
	6.1.1	. Lecture seule d'INDEX	17		
	6.1.2	. Attributs individuels	17		
7.	Effec	tuer des adaptations dans myCATALOG compact	17		
	7.1.	Traiter des sub-catalogues – ajouter ou retirer des attributs	17		
	7.2.	Créer de nouveaux sub-catalogues et donner des attributs	18		
	7.3.	Copier un sub-catalogue existant	21		
	7.4.	Effacer un sub-catalogue	23		
8.	Utilis	er myCATALOG de manière plus extensive	23		
9.	Versi	on	24		

2. myCATALOG compact

Grâce à myCATALOG compact de HCI Solutions SA les listes de médicaments peuvent être gérées de manière efficace, uniforme et centralisée et distribuées ou mises à disposition dans les systèmes cibles définis par le client (p. ex. Intranet, compendium.ch).

La connexion à myCATALOG nécessite un swiss-rx-login personnel (accès: <u>swiss-rx-login.ch</u>) et une licence supplémentaire au contrat INDEX existant.

Les données INDEX pour lesquelles le client dispose d'une licence (p. ex. hospINDEX, careINDEX) constituent la base et peuvent être complétées par les attributs numéros d'article, remarques, informations complémentaires.

HCI Solutions exporte ensuite la liste de médicaments selon votre mandat et avec vos données individuelles dans un secteur protégé du compendium.ch destiné à vos collaborateurs. L'accès à cette liste peut p. ex. être intégré à votre Intranet.

Liens myPRODUCTS : https://apps.hcisolutions.ch/MyCatalog/

Lorsque vous vous connectez avec votre swiss-rx-login vous accédez à la page d'accueil suivante.

HCI Solutions	HOME HILFE? AIDE? PORTAL HCI SOLUTIONS AG CONTACT LOG OFF 🚐 Regula Hayoz / HCI Solutions AG
CATALOGUE	DE FR
номе	HCI SOLUTIONS AG
MYPRODUCTS	
Sur la plate-forme d'échange de données myPRODUCTS, vous pouvez voir vos produits enregistrés auprès de HCI Solutions, utilisez myPRODUCTS, vous bénéficierez de rabais sur de nouveaux ordres.	saisir de nouveaux ordres et modifications, et surveiller le statut d'ordres passés. Si vous
Vous êtes connecté(e) comme Regula Hayoz	
Vous êtes en droit d'exécuter les fonctions suivantes pour HCI Solutions AG:	
Catalogue - Gestion des attributs dans le master- et sous-catalogues	

2.1. Glossaire

Les concepts les plus importants utilisés dans ce document sont expliqués dans le tableau suivant.

Concept	Explication
myCATALOG	Webservice de HCI Solutions qui est en règle générale intégré à l'environnement informatique du client. myCATALOG sert à la gestion centralisée des caractéristiques de produits et d'articles propres au client en tenant compte des données INDEX du jour et des attributs individuels.
myCATALOG compact	myCATALOG compact est une version spécifique de myCATALOG prédéfinie par HCI Solutions. myCATALOG compact est un webservice grâce auquel vous gérez de manière efficace et quotidienne votre liste de médicaments, et qui vous permet de la distribuer à d'autres systèmes cibles et à vos collaborateurs.
Master catalogue	Le Master catalogue de myCATALOG compact liste tous les produits et articles des codes d'assortiments (SC) du jour de l'INDEX pour lequel le client dispose d'une licence: SC 01: Médicaments de la liste A SC 02: Médicaments de la liste B SC 03: Médicaments de la liste C SC 04: Médicaments de la liste D SC 05: Médicaments de la liste E SC 06: Spécialités SC 07; sérum, vaccins, immunoglobulines SC 08: Substances médicales, drogues médicales SC 10: Produits d'importation et propres à l'hôpital Les produits et articles disponibles dans le Master catalogue peuvent être complétés par des informations complémentaires (attributs). Par le Master catalogue vous indiquez quels sont les articles qui doivent être repris dans le sub-catalogue compact (liste de médicaments) ou dans d'autres sub-catalogues que vous avez définis.
	 Le Master catalogue réunit les produits et articles définis ci-dessus le sub-catalogue myCATALOG compact – votre liste de médicaments les attributs – informations complémentaires concernant votre liste de médicaments Toutes les données de tous les sub-catalogues sont enregistrées dans le Master catalogue.
Sub-catalogue	Le sub-catalogue intitulé compact contient les produits et articles de votre liste de médicaments. La décision de reprendre ou pas un produit/article dans le compact a lieu au niveau du Master catalogue. Il constitue une partie des produits/articles et attributs du Master catalogue.
Attribut	Un attribut est une caractéristique de produit ou d'article (numéro d'article, remarque, information complémentaire, principe actif, fabricant, etc.).
Produit	Un numéro de produit unique est attribué à chaque produit à titre de clé primaire (ProdNr). Un ou plusieurs articles font partie du produit.
Articles	Un numéro d'article unique est attribué à chaque article à titre de clé primaire (pharmacode=Phc). Un article correspond à une taille d'emballage.
swiss-rx-login (SRXL)	Swiss-rx-login est la connexion gratuite de la fondation Refdata pour les professionnels de la santé suisse. Les utilisateurs professionnels ont ainsi accès aux différentes pages web auxquelles le public n'a pas libre accès.

2.2. Rôles

La distribution des rôles entre les parties est décrite ci-après. La liste n'est pas exhaustive.

HCI Solutions

- Met à disposition le webservice myCATALOG compact et le manuel d'utilisation
- Poursuit le développement du webservice
- Gère les droits d'accès myCATALOG sur mandat du client
- Crée l'interface à compendium.ch sur mandat du client

Client

- S'enregistre sous <u>https://swiss-rx-login.ch/</u>. Chaque collaborateur s'enregistre lui-même avec l'adresse email professionnelle et un mot de passe propre: <u>Instructions d'enregistrement</u>
- Après enregistrement, le client annonce les collaborateurs qui doivent avoir accès à myCATALOG (<u>http://www.hcisolutions.ch/fr/contact/formulaire-de-contact-serviceportal-industrie.php</u>)
- Gère manuellement la liste de médicaments et les attributs
- Décide de la nécessité d'exporter quotidiennement la liste de médicaments dans compendium.ch

2.3. Vos interlocuteurs chez HCI Solutions

Si vous êtes intéressé à implémenter votre propre myCATALOG compact, veuillez vous adresser à nos responsables des ventes ou par téléphone à la hotline 058 851 26 00 ou encore par mail à <u>hotline@hcisolutions.ch</u>.

3. Description du fichier d'articles INDEX – Master catalogue – subcatalogue

Fichier d'articles INDEX :	Contient tous les produits/articles référencés par HCI Solutions. Le fichier d'articles INDEX constitue la base de myCATALOG.
Master catalogue :	Une sélection de produits (code d'assortiment '01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '10') et d'attributs les plus utilisés a été faite sur l'ensemble du fichier d'articles INDEX afin d'assurer un traitement efficace des produits/articles. Cette sélection constitue le Master catalogue. Le Master catalogue ne peut contenir que des produits/articles disponibles dans le fichier d'articles INDEX. Les informations d'article peuvent être individualisées par la gestion des propres numéros d'article, remarques et information complémentaire.
Sub-catalogue :	Le client définit quels sont les produits/articles qui doivent être repris dans le sub- catalogue «compact» ou dans d'autres sub-catalogues à partir du Master catalogue. Le sub-catalogue est un extrait d'articles et d'attributs provenant du Master catalogue.

Attributs			
		INDEX	Î
Mas	ter catalogue		
Sub-katalog "Region 1"			
Sub-katalog "compact"			
			Arti
			icles

Source	Target
Attribute	Attributs
Subkatalog «compact»	sub-catalogue «compact»
Masterkatalog	Master catalogue
INDEX	INDEX
Artikel	Articles

3.1. Logique Master catalogue versus sub-catalogue

Le Master catalogue contient tous les produits et articles des codes d'assortiments définis dans l'INDEX. Toutes les variantes d'attribut sont enregistrées à ce niveau. Par conséquent aucune variante d'article séparée ne peut être sélectionnée dans les sub-catalogues.

Les sub-catalogues servent à simplifier la gestion et l'exportation. Les produits/articles souhaités peuvent ainsi simplement être ajoutés plutôt que de devoir rechercher ceux pertinents à l'aide du filtre.

Les produits/articles qui ne se trouvent pas dans le Master catalogue peuvent être ajoutés grâce à l'onglet *Article*.

4. myCATALOG compact

4.1. Login

Via l'URL <u>https://apps.hcisolutions.ch/myproducts/</u> dans le navigateur en saisissant les indications personnelles swiss-rx-login (accès: <u>swiss-rx-login.ch</u>) pour accéder à la page suivante.

Cliquer sur *Catalogue* permet de gérer les attributs dans le Master catalogue et le sub-catalogue:

HCI Solutions	HOME HILFE? AIDE? PORTAL HCISOLUTIONS AG CONTACT LOG OFF A
CATALOGUE	DE FF
HOME	HCI SOLUTIONS AG
MYPRODUCTS	
Sur la plate-forme d'échange de données myPRODUCTS, vous pouvez voir vos produits enregistrés auprès de HCI Solutions, si utilisez myPRODUCTS, vous bénéficierez de rabais sur de nouveaux ordres.	saisir de nouveaux ordres et modifications, et surveiller le statut d'ordres passés. Si vous
Vous êtes connecté(e) comme Regula Hayoz	
Vous êtes en droit d'exécuter les fonctions suivantes pour HCI Solutions AG:	
Catalogue Gestion des attributs dans le master- et sous-catalogues	

4.2. Afficher/traiter un produit/article dans le Master catalogue

Pour pouvoir afficher et/ou traiter les produits/articles dans le *Master catalogue*, aucun sub-catalogue ne doit être sélectionné. Effectuer le réglage suivant dans les menus déroulants:

Sélectionner Master catalogue

2 sub-catalogue

Autrement dit lorsqu'aucun sub-catalogue n'est sélectionné, tous les articles du Master catalogue sont affichés.

ATALOGUE 2 Master Katalog Beispiel Sélectionner Sub-catalog		
Produits Articles		
Recherche d'articles dans le catalogue Q Filtre Tous 🔹 Export 🗸 Télécharger 🗸		+ Ajouter
Phc T	Description T	
6493334	13C-METHACETIN 0.4 % Propylengly 3 % sol inj 50 ml	2 🖻 🔨
6109531	18F Fluoroethyltyrosine ZRP sol inj 0.025 GBq/ml	C i
6217404	18F Fluoroglucose ZRP sol inj 0.5 - 5 GBq/ml	2
6299603	3 CHENES spray nasal 50 ml	2

Indiquer d'abord si la recherche doit avoir lieu par produit ou par article. La saisie du nom ou du numéro de produit/d'article permet de rechercher¹ des produits/articles dans le *champ sélectionné*:

C	CATALOGUE				
	Master Mas	Sélectionner Sub-catalog	er 🕼 Editer 🛅		
	Produits Articles				
Recherche d'articles dans le catalogue Q Filtre Tous 🔹 Export - 主 Télécharger - + Ajout			+ Ajouter		
Phc T Description		Description T			
	6493334	13C-METHACETIN 0.4 % Propylengly 3 % sol inj 50 ml	6 🖻 🔨		
	6109531	18F Fluoroethyltyrosine ZRP sol inj 0.025 GBq/ml	e i		
	6217404	18F Fluoroglucose ZRP sol inj 0.5 - 5 GBq/ml	2		
	6299603	3 CHENES spray nasal 50 ml	Ĩ		

L'exemple montre une recherche d'article avec la dénomination «aspirine». En cliquant sur le symbole vous ouvrez la page «edit des attributs dans Master».

¹ produit: ProdNr = numéro de produit | article: Phc = numéro d'article (anciennement pharmacode)

Produits Articles		
aspirine	Q Filtre Tous v	Le Export - Le Télécharger - + Ajouter
Phc T	Description	T
58985	ASPIRINE C cpr eff 10 pce	6
1258605	ASPIRINE C cpr eff 20 pce	

Sous «INDIVIDUEL» 1 les informations sont gérées selon vos instructions. Sélectionner sous «sub-catalogue» 2 dans quel sub-catalogue les informations venant d'être saisies doivent être enregistrées.

EDIT DES ATTRIBUTS DA	ANS 'MASTER '	
ASPIRINE C cpr eff 10 pce		
INDEX Artikelnummer (Pharmacode) GTIN Langer Artikelname Wirkstoffe (WHK=W) Wirkstoffnummern (WHK=W) Galenische Form ROAs ATC-Code Hersteller	58985 7680336700282 Aspirine C cpr eff 10 pce Acide acétylsalicylique Acide ascorbique (Vitamine C, E300) 200357 203968 comprimés effervescents per oral N02BA51 Bayer (Schweiz) AG	Dans sous-catalogue:
INDIVIDUELL Artikelnummer	SAP #519240	
Bemerkung Zusatzinformationen		

Les modifications sont enregistrées en cliquant sur Sauvegarder.

ASPIRINE C cpr eff 10 pce	
Mise à jour réussie	
	✓ Retour ✓ Sauvegarder

Terminer la saisie en cliquant sur *Retour*. Les informations saisies sont enregistrées dans le Master catalogue et dans le sub-catalogue.

Si vous cliquez sur *Retour* sans avoir cliqué sur *Sauvegarder*, les modifications que vous avez saisies ne sont pas enregistrées et les indications restent inchangées.

4.3. Afficher/traiter un produit/article du sub-catalogue compact

Pour que les produits/articles du **compact** puissent être affichés et/ou traités, le réglage suivant doit être effectué dans les menus déroulants:

1

Master catalogue **2** *compact*

aster		Master Katalog Beispiel compact	2				+ Ajouter Z Editer
roduits Artic	cles						
e Tous		•			📥 E>	kport - 📩 Téléch	arger - 🕇 Ajouter
Recherche d'ar	rticles (dans le catalogue Q					
Pho	Ţ	Description	7		Artikelnumme	Bemerkung	Zusatzinform
7331438		+WATT Boaa Ride Gel+ Tutti Frutti 40 ml		Ø	747646646	test	test
8493334		13C-METHACETIN 0.4 % Propylengly 3 % sol inj 50 ml			SAP #002781		
8109531		18F Fluoroethyltyrosine ZRP sol inj 0.025 GBq/ml		Ø	12345		
8217404		18F Fluoroglucose ZRP sol inj 0.5 - 5 GBq/ml		Ø			
5299603		3 CHENES spray nasal 50 ml		Ø	SAP #922781		
1699947		3TC opr pell 150 mg 80 poe			SAP #329031		
2619287		3TC opr pell 300 mg 30 poe			SAP #329034		
1672598		4711 EDC 100 ml		Ø	SAP #334410		
3214210		ABILIFY opr orodisp 10 mg 28 poe		Ø	SAP #301039	nicht schlucken	trocken lagern
1963657		ACCOLATE opr 20 mg 60 poe		Ø	SAP #520007		Im Kühlschrank lag
1379591		ACETALGINE supp 125 mg 10 pce			SAP #449766		
1379680		ACETALGINE supp 500 mg 10 pce		6	SAP #521007		http://www.streuli-p.

L'article **ACTEMRA conc perf 200mg/10ml flac 10 ml** est traité dans l'exemple suivant. Rechercher la dénomination «actemra» dans le champ sélectionné.

CA	TALOGUE							
	Master	Master Katalog Beispiel	compact •	➡ Ajouter				
	Produits Articles							
Fil	Filtre Tous 🔹 Export - 主 Télécharger - 🕇 Ajouter 💼							
	actemra		Q					
	Pho Ţ	Description		T		Artikelnumme T	Bemerkung T	Zusatzinform T
	4038175	ACTEMRA conc perf 200 mg/10ml flac 10 ml				SAP #519233	intern	Nicht im Standards
	4038181	ACTEMRA conc perf 400 mg/20ml flac 20 ml				SAP #519234		Nicht im Standards
	4038169	ACTEMRA conc perf 80 mg/4ml flac 4 ml				SAP #519232		Nicht im Standards

En cliquant sur 🕼 vous ouvrez la page «edit des attributs dans compact».

CTEMRA conc perf 200 mg/10m	i flac 10 mi	
		Dans sous-catalogue:
Artikelnummer <mark>(</mark> Pharmacode)	4038175	Compact
GTIN	7680588680028	□ compact Region 3 ✓ compact Region 4
Langer Artikelname	Actemra conc perf 200 mg/10ml flac 10 ml	Sub-Katalog 5
Wirkstoffe (WHK=W)	Tocilizumab	
Wirkstoffnummern (WHK=W)	210053	
Galenische Form	concentré pour perfusion	
ROAs	intraveineuse (perfusion)	
ATC-Code	L04AC07	
Hersteller	Roche Pharma (Schweiz) AG	
- INDIVIDUELL		
Artikelnummer Hersteller	SAP #519233	
Bemerkung	intern	
Zusatzinformationen	Nicht im Standardsortiment der Anotheke, Lagerartikel TK	

Enregistrez sous INDIVIDUEL les attributs de l'article selon vos indications:

Les modifications sont enregistrées en cliquant sur Sauvegarder.

ACTEMRA conc perf 200 mg/10ml flac 10 ml	
Mise à jour réussie	
	✓ Retour Sauvegarder

Terminer la saisie en cliquant sur *Retour*. Les informations saisies sont désormais enregistrées dans le subcatalogue et dans le Master catalogue.

Si vous cliquez sur *Retour* sans avoir cliqué sur *Sauvegarder*, les modifications que vous avez saisies ne sont pas enregistrées et les indications restent inchangées.

4.4. Filtres

Des filtres permettant de traiter les données de manière plus efficace sont disponibles dans myCATALOG.

4.4.1. Filtres globaux

Ouvrir le *menu déroulant Filtres* et cliquer sur le filtre désiré. Seule une partie des produits est alors affichée en fonction du filtre:

ATALOGUE						
Master	Master Katalog Beispiel compact	▼				+ Ajouter 🕑 Editer
Produits Articles						
iltre _{Tous}	*			📩 E	kport 🗸 🚺 Téléch	arger 🗸 🕇 Ajouter 💼
Tous	talogue Q					
F pas édité	n	7		Artikelnumme	Bemerkung	Zusatzinform
7 nouveau (30j)	caa Ride Gel+ Tutti Frutti 40 ml			747646646	test	test 🇢
6 nouveau (30j), pas éc	dité		Ø	SAP #002781		
6109531	18F Fluoroethyltyrosine ZRP sol inj 0.025 GBq/ml			12345		
6217404	18F Fluoroglucose ZRP sol inj 0.5 - 5 GBq/ml		Ø			
6299603	3 CHENES spray nasal 50 ml		Ø	SAP #922781		
1699947	3TC cpr pell 150 mg 60 pce		Ø	SAP #329031		
2619287	3TC cpr pell 300 mg 30 pce		Ø	SAP #329034		
1672598	4711 EDC 100 ml		Ø	SAP #334410		
3214210	ABILIFY opr orodisp 10 mg 28 pce		C	SAP #301039	nicht schlucken	trocken lagern

4.4.2. Filtres de colonne

Chaque colonne peut être triée ou filtrée en cliquant sur le symbole 🗾 :

CATALOGUE								
Master	Master Katalog Beispiel compact v			➡ Ajouter 🖉 Editer 💼				
Produits Articles	Produits Articles							
Filtre Tous Recherche d'articles	۲ dans le catalogue ۹		4	🛓 Export 🗸 Télécharger 🗸 🕇 Ajouter) 💼				
Pho T	Description	T	Artikelnumme	Y Bemerkung Y Zi satzinform Y				
7331438	+WATT Bcaa Ride Gel+ Tutti Frutti 40 ml	I	747646646	Sélectionner valeurs qui: t				
6493334	13C-METHACETIN 0.4 % Propylengly 3 % sol inj 50 ml		SAP #002781	Contient				
6109531	18F Fluoroethyltyrosine ZRP sol inj 0.025 GBq/ml	I	12345	Filtre				
6217404	18F Fluoroglucose ZRP sol inj 0.5 - 5 GBq/ml	Ø						
6299603	3 CHENES spray nasal 50 ml	ľ	SAP #922781					
1699947	3TC opr pell 150 mg 80 poe		SAP #329031					
2619287	3TC opr pell 300 mg 30 poe	Ø	SAP #329034					
1672598	4711 EDC 100 ml		SAP #334410					

4.5. Ajouter un article introuvable dans le Master catalogue

Il peut exceptionnellement arriver que l'article souhaité soit introuvable dans le Master catalogue. Vous avez la possibilité d'ajouter des produits/articles provenant du fichier d'articles INDEX.

Dans l'exemple, l'article mouchoirs Tempo Classic est ajouté au Master catalogue. Cliquer sur Ajouter.

CATALOGUE		
Master 👻 Mas	ter Katalog Beispiel Sélectionner Sub-catalogu 🔻	+ Ajouter & Editer
Produits Articles		
Filtre Tous v		🛓 Export - 🚺 Télécharger - 🕇 + Ajouter 📋
Recherche d'articles dans le catal	Recherche d'articles dans le catalogue Q	
Pho 🝸	Description	т — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
7331438	+WATT Bcaa Ride Gel+ Tutti Frutti 40 ml	
7331421	+WATT Bcaa Ride Gel+ Tutti Frutti 60 x 40 ml	
6493334	13C-METHACETIN 0.4 % Propylengly 3 % sol inj 50 ml	
6109531	18F Fluoroethyltyrosine ZRP sol inj 0.025 GBq/ml	
6217404	18F Fluoroglucose ZRP sol inj 0.5 - 5 GBq/ml	

Rechercher la dénomination *Tempo* sur la page «Ajouter des articles dans Master» et sélectionner les articles qui doivent être ajoutés au Master catalogue. Les articles sélectionnés sont ajoutés au Master catalogue en cliquant sur *Ajouter*.

AJO	JOUTER DES ARTICLES DANS 'MASTER '						
tem	tempo Q						
	Pho T	Description T	Cycle de vie	T			
	6343764	TEMPO lingettes cosmétiques Cube 3plis 60 pce	AKTBU	-			
	7367459	TEMPO lingettes humide Fresh to go Protect 10 pce	AKTBU				
	6723627	TEMPO lingettes humide Fresh to go Pure 10 poe	AKTBU				
	5836915	TEMPO lingettes humide Kamille&Aloe Vera 40 pce	AKTBU				
	5836909	TEMPO lingettes humide Sanft&Pflegend 40 pce	AKTBU				
	7055263	TEMPO lingettes humide Sanft&Pflegend 42 pce	AKTBU				
	7055286	TEMPO lingettes humide Sanft&Sensitiv 42 poe	AKTBU				
	6343787	TEMPO mouchoirs Protect 10 x 9 poe	AKTBU				
	6345668	TEMPO mouchoirs Sanft&Frei 30 x 9 pce	AKTBU				
	6345651	TEMPO mouchoirs Sanft&Frei 20 x 9 poe	AKTBU				

A	AJOUTER DES ARTICLES DANS LE CATALOGUE	
(📀 L'article a été ajouté	
	tempo Q	← Retour + Ajouter

Cliquer sur *Retour* permet de terminer la saisie et renvoie au Master catalogue. L'article ajouté est enregistré dans le Master catalogue.

Si vous cliquez sur *Retour* sans avoir cliqué sur *Enregistrer*, les modifications que vous avez saisies ne sont pas enregistrées et les indications restent inchangées.

4.6. Ajouter un article au sub-catalogue compact

Dans le cadre de la constitution de votre compact, des articles du Master catalogue sont sélectionnés et attribués au sub-catalogue compact en cliquant sur *Ajouter*. Cela n'est possible que sous l'onglet *Article*. Dans l'exemple, les articles aspirin sont ajoutés au sub-catalogue compact. Cliquer sur *Ajouter*.

TALOGUE						
Master	Master Katalog Beispiel compact	▼ myCATALOG cc	ompact - Ar	zneimittelliste		+ Ajouter C Editer
Produits Articles						
tre Tous	۲ Jans le catalogue Q			🛓 E	kport - 主 Télécha	arger - + Ajouter
Pho 🝸	Description	7		Artikelnumme T	Bemerkung 🦷	Zusatzinform
7331438	+WATT Bcaa Ride Gel+ Tutti Frutti 40 ml		Ø	747646646	test	test
6493334	13C-METHACETIN 0.4 % Propylengly 3 % sol inj 50 ml			SAP #002781		
6109531	18F Fluoroethyltyrosine ZRP sol inj 0.025 GBq/ml			12345		
6217404	18F Fluoroglucose ZRP sol inj 0.5 - 5 GBq/ml					
6299603	3 CHENES spray nasal 50 ml			SAP #922781		
1699947	3TC cpr pell 150 mg 60 pce			SAP #329031		
2619287	3TC cpr pell 300 mg 30 pce			SAP #329034		
1672598	4711 EDC 100 ml			SAP #334410		

Rechercher la dénomination **aspirin** sur la page «Ajouter des articles dans compact» et sélectionner les articles qui doivent être ajoutés au sub-catalogue compact. Les articles sélectionnés sont ajoutés au sub-catalogue en cliquant sur **Ajouter**.

AJOUTER DES ARTICLES DANS 'COMPACT'					
a	spirir	n	Q Filtre Tous	← Retour	🕂 Ajouter
		Pho , 🍸	Description T	Cycle de vie	Ţ
Ľ	9	7444817	ASPIRIN (IMP D) subst sèche 500 mg c sol 20 pce	AKTBU	
E		7260684	ASPIRIN (IMP D) subst sèche 500 mg c sol 5 pce	AKTBU	
0	1	4461407	ASPIRINE CARDIO opr pell 100 mg 98 poe	AKTBU	
	9	1901722	ASPIRINE CARDIO cpr pell 300 mg 90 pce	AKTBU	

AJOUTER DES ARTICLES DANS LE CATALOGUE	
📀 L'article a été ajouté	
aspirin x Q Filtre Tous v	← Retour + Ajouter

Cliquer sur *Retour* permet de terminer la saisie et renvoie au sub-catalogue compact. L'article ajouté a aussi été enregistré dans le Master catalogue.

Si vous cliquez sur *Retour* sans avoir cliqué sur *Enregistrer*, les modifications que vous avez saisies ne sont pas enregistrées et les indications restent inchangées.

5. Export et import de sub-catalogues

myCATALOG offre des fonctions manuelles et automatiques d'import et d'export.

5.1. Export quotidien automatique du sub-catalogue compact dans compendium.ch

myCATALOG compact est transmis quotidiennement sur ordre du client dans le domaine protégé par mot de passe du compendium.ch. L'export périodique de la liste de médicaments spécifique au client (compact) et ses attributs à lieu quotidiennement et de manière automatique.

0.1711 0.0115								
CATALOGUE								
Master	Master Katalog Beispiel compace	t *				+ Ajouter	Editer 💼	
Produits Articles								
Filtre Tous				*	Export -	Télécharger - + Ajoute		
Recherche d'articles	dans le catalogue	a		_				
Pho T	Description	7		Artikelnumme	Bemerkung	T Zusatzinform	7	
7331438	+WATT Boaa Ride Gel+ Tutti Frutti 40 ml		Ø	747646648	test	test	*	
6493334	13C-METHACETIN 0.4 % Propylengly 3 % sol inj 50 ml		Ø	SAP #002781				
6109531	18F Fluoroethyltyrosine ZRP sol inj 0.025 GBq/ml		8	12345				
6217404	18F Fluoroglucose ZRP sol inj 0.5 - 5 GBq/ml		8					
6299603	3 CHENES spray nasal 50 ml		6	SAP #922781				
1699947	3TC opr pell 150 mg 60 poe	Home Eavoriten		Client to	et cor	nnact	1	nmelden mit 🛕 🏢
2619287	3TC opr pell 300 mg 30 pce					прасс		swiss-rx-login 🧾 🖽
		ABCDEFGH	JI	KLMNOI	QR	STUVWXZ		
					_		Oliont tool	
		Produkt			X	Zusatz-Informati	onen Client test	compact
		ACIDUM FOLICUM Str	ouli T	abl 5 mg 20 S	Hr.	SAP #509732		
		ACIDOM FOLICOM SU	cuiri	abi 5 mg 20 5		Information Teilbar	keit/Zermörserbarkeit: siehe Intra	anet
						der Nahrung geber	serbar/suspendierbar. Unabhang I	gig von
		ACLASTA Inf Lös 5 mg	/100n	nl Amp 100 ml		Nicht im Standards	ortiment der Apotheke, Lagerart	ikel
						Onkologie/Tageskl SAP #517542	nik	
		ACTEMRA Inf Konz 80 mg/4ml Durchstf 4 ml			Nicht im Standards SAP #519232	ortiment der Apotheke, Lagerart	ikel TK	
		ACTEMRA Inf Konz 20	0 mg/	10ml Durchstf	10 ml	Nicht im Standards SAP #519233	ortiment der Apotheke, Lagerart	ikel TK

	Produkt (1/1)			A V	SV SV	viss-rx-login
Roche Ph	arma (Schweiz) AG QAP	v				
ACTEN	IRA Inf Konz 200 mg/10n	nl				
mmunsup	pressivum, humanisierter monoklo	naler Antikörper	(anti-IL-6-Rezep	otor)		
Zusamme	insetzung					
Tocilizun	nab (200 mg) >					
Kurzinfor	nation von HCI Solutions AG					Fachinformation
Meth Korti D I.v. Ir	to treat: systemische juvenile idiop kosteroiden und DMARDs (inkl. Me fusion f. über 1 h. verdünnt in NaCl 0,9%	auf 100 ml (≥30	(sJIA) ab 2 J. be	<30 kg).	en auf NSAR und Ster	roide mit
Rhea pJIA sJIA S.c. Rhea Redu KI Gleia	2-18 J.: 30 kg:8 mg/kg alle 4 W 2-18 J.: 30 kg:8 mg/kg alle 4 W injektion matoide Arthnitis: >18 J.: 1×Wo. 1 ktion auf 162 mg alle 2 Wo.; <60 k hzeitig mit oder bis 1 Mon. nach Th	62 mg (>100 kg: 8 mg/ b., <30 kg: 12 mg 62 mg (>100 kg: g und Komedikat herapie mit TNF-l	kg alle 4 Wo., ev Jkg alle 2 Wo. evtl. Wechsel at ion mit Methotre Hemmern. Schw	rtl. nach 8 Wo. auf 10 mg/kg uf i.v. Therapie); Komedikati xxat: initial 162 mg alle 2 Wo rangerschaft «K», Stillzeit.	g erhöhen. ion mit Methotrexat: ev 5., evtl. auf 162 mg 1×/ >	tl. nach 12 Wo. Wo. erhöhen. ≯
Rhea pJIA sJIA S.c. Rhea Redu KI Gleio	2-15 J: 230 kg: 8 mg/kg alle 4 W 2-15 J: 230 kg: 8 mg/kg alle 4 W matoide Arthnis: >18 J: 1×Wo. 11 kton auf 162 mg alle 2 Wo; <60 k hzeitg mit oder bis 1 Mon. nach Tr grössen	62, <30 kg: 8 mg/l , <30 kg: 12 mg 62 mg (>100 kg: g und Komedikat herapie mit TNF-l	kg alle 4 Wo., ev /kg alle 2 Wo. evtl. Wechsel at ion mit Methotre Hemmern. Schw	rtl. nach 8 Wo. auf 10 mg/kg uf i v. Therapie); Komedikati xxat. initial 162 mg alle 2 Wo angerschaft «K», Stillzeit.	g erhöhen. ion mit Methotrexat: ev ⊳, evtl. auf 162 mg 1×/ ≽	rti. nach 12 Wo. Wo. erhöhen. ≯
Rhei pJIA sJIA S.c. Rhei Redu KI Gleic	2 - 15 J : 230 kg: 6 mg/kg alle 4 W 2 - 16 J : 230 kg: 6 mg/kg alle 4 W matolde Arthritis: >18 J : 1+Wo. 1 kiton auf 162 mg alle 2 Wo.; <60 k hzeitig mit oder bis 1 Mon. nach Th grössen Menge	c., <30 kg: 8 mg/l c., <30 kg: 12 mg 62 mg (>100 kg: g und Komedikat herapie mit TNF-l CHF	kg alle 4 Wo., ev jkg alle 2 Wo. evtl. Wechsel au ion mit Methotre Hemmern. Schw Abgabekat.	rtl. nach 8 Wo. auf 10 mg/kg uf i.v. Therapie); Komedikati xxat. initial 162 mg alle 2 We angerschaft «K», Stillzeit. : Rückerstattungskat.	y erhöhen. ion mit Methotrexat: ev o., evtl. auf 162 mg 1×/ ≯ Pharmacode	rtl. nach 12 Wo. Wo. erhöhen. > GTI
Rhei pJIA sJIA S.c. Rhei Redi KI Gleic	14.5.2.5.2.5.2.5.1.6.2.5.2.5.1.6.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.2	, <30 kg: 8 mg/l o., <30 kg: 12 mg 62 mg (>100 kg: g und Komedikat serapie mit TNF-l CHF	kg alle 4 Wo., ev ukg alle 2 Wo. evtl. Wechsel at ion mit Methotre Hemmern. Schw Abgabekat.	rd. nach 8 Wo. auf 10 mg/kg uf i.v. Therapie): Komedikati xxat initial 162 mg alle 2 Wo rangerschaft «K», Stillzeit. Rückerstattungskat.	g erhöhen. on mit Methotrexat: ev >, evtl. auf 162 mg 1×/ Pharmacode 6095817	tl. nach 12 Wo. Wo. erhöhen. ≯ GTI 0764012801975
Rhei pJIA sJIA S.J. Rhei Redi KI Gleic	nacional Annuas, e no seria na programa de la compara de l		kg alle 4 Wo., ev ykg alle 2 Wo. evtl. Wechsel at ion mit Methotre Hemmern. Schw Abgabekat. A	rdl. nach 8 Wo. auf 10 mg/kg uf i v. Therapie); Komedikati i nitial 162 mg alle 2 Wolf angerschaft «K-s, Stillzeit Rückerstattungskat. SL (LIM)	g erhöhen. on mit Methotrexat: ev ,, evtl. auf 162 mg 1×/ Pharmacode 6095817 4038175	dl. nach 12 Wo. Wo. erhöhen. > GTI 0764012801975 768058866002
Pineu pJIA sJIA S.c. Rheu Redu KI Gleic Packungs	14.100 Annual - 10-20 Annual - 10-20 2-18 J 320 kg: 6 mg/kg alle 4 W matolog Anthrids - 18 J.: 1-1/No. 1 kknown at 16.2 mg alle 2 Wo.: 460 Annual 2 Wo.: 460 Annual 12 Wo.: 460 Annua	, <30 kg: 8 mgl s., <30 kg: 12 mg 62 mg (>100 kg: g und Komedikat rerapie mit TNF-I CHF 562.65	kg alle 4 Wo., ev rkg alle 2 Wo. evtl. Wechsel at ion mit Methotre Hemmern. Schw Abgabekat. A	rtl. nach 8 Wo. auf 10 mg/kg uf i v. Therapie); Komedikati xxat initial 162 mg alle 2 Wo angerschaft «K». Stillzeit. 1 Rückerstattungskat. SL. (LIM)	s erhöhen. on mit Methotrexat. ev v Pharmacode 6095817 4038175	tl. nach 12 Wo. Wo. erhöhen. > GTI 0764012801975 768058868002
Rhei pJ/A sJ/A S.C. Rhei Redi KI Gleic Packungs	Indice of Annuals - 10 cm lingling 2-18 J - 280 kg; C mg/kg alle 4 2W 2-18 J - 280 kg; C mg/kg alle 2 Wc 1984 cm Arthole 5 L - 11 «Non Indice and 162 mg alle 2 Wo; <60 kg hzelig mit oder bis 1 Mon nach Tr grössen Menge (nH) Durchstechflasche 10 ml en tengutsprache durch den Kranken versicherens zur Beha… >		kg alle 4 Wo., ev rkg alle 2 Wo. evtl. Wechsel at ion mit Methotre Hemmern. Schw Abgabekat. A svorgängiger Ko	H. nach 8 Wo. auf 10 mg/kg uf i v. Therapie): Kornedikati xxat: initial 162 mg alle 2 Wo angerschaft «Ks. Stillzeit. Rückerstattungskat. St. (LIM) St. (LIM) nsultation und Genehmigun	erhöhen. on mit Methotrexat: e- o, e-til. auf 162 mg 1×1 Pharmacode 6095817 4038175 ig des Vertrauensarzte	dl. nach 12 Wo. Wo. erhohen. > GTI 0764012801975 766058868002 rs des
Rhee pJIA sJIA. S.c. Rhee Redd KI Gleic Packungs	141.000 Annuals - 10-20 Annuals - 10-20 Annuals - 10-20 Annuals - 20 A	o., <30 kg 8 mg/ s., <30 kg: 12 mg 62 mg (>100 kg: g und Komedikat herapie mit TNF-1 CHF 562.65 wersicherer nach st compact	kg alle 4 Wo., ev rkg alle 2 Wo. evtl. Wechsel av ion mit Methati Hemmern. Schw Abgabekat. A vorgängiger Ko	rtl. nach 8 Wo. auf 10 mg/kg af i v. Therapie); Komedikati xxat. initial 162 mg alle 2 W angerschaft «K», Stillzeit. 1 Rückerstattungskat. SL. (LIM) Insultation und Genehmigur	s erhöhen. on mit Methotrexat: ev o., evtl. auf 162 mg 1×7 Pharmacode 6095817 4038175 g des Vertrauensarzte	tl. nach 12 Wo. Wo. erhöhen. > GTI 0764012801975 768058868002 Is des
Packungs	2-15 J : 200 gp. 6 mg/s gale 2 Wo mg/s J : 2 - 15 J : 2 : 2 : 0 : 1 : 2 : 0 : 1 : 2 : 0 : 1 : 2 : 0 : 1 : 2 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 1 : 0 : 0	 , <30 kg 8 mg/l , <30 kg 12 mg 62 mg (>100 kg; 12 mg 62 mg (>100 kg;	kg alle 4 Wo., ev ikg alle 2 Wo. evtl. Wechsel at om mit Methoten Hemmern. Schw Abgabekat. A vorgängiger Ko	H. nach 8 Wo. auf 10 mg/kg uf i v. Therapie): Komedikati xatt initial 152 mg alle 2 W angerschaft eKs, Stillzeit Rückerstattungskat SL (LIM) insultation und Genehmigun	a erhöhen. ion mit Methotresat: ev vett. auf 162 mg 1×/ Pharmacode 6095817 4038175 ing des Vertrauensarzte	tl. nach 12 Wo. Wo. erhöhen. ≯ GTI 0764012801975 768058868002 Is des
Packungs	Annue - Northe - Norther - Nort	 4.30 kg ⁶ mg¹/₂ 4.30 kg ⁶/₂ mg¹/₂ 4.30 kg ⁶/₂ kg¹/₂ mg¹/₂ 6.21 mg¹/₂ <li6.21 mg<sup="">1/₂ 6.21 mg¹/₂ 6.21 mg</li6.21>	ig alla 4 Wo., ev ikg alla 2 Wo. evtl. Wechsel at ion mit Methote Hemmern. Schw Abgabekat. A i vorgängiger Ko	H. nach 8 Wo. auf 10 mg/kg uf i v. Therapie): Kornedikati xati.initial 162 mg alle 2 W angerschaft «Ka. Stillzeit. Rückerstattungskat. SL (LIM) risultation und Genehmigur	a erhöhen. on mit Methotrexat: e- o, e-utl. auf 162 mg 1×1 Pharmacode 6095817 4038175 ig des Vertrauensarzte	tl. nach 12 Wo. Wo. erhöhen. ≯ GTi 0764012801975 768058868002 is des

5.2. Export manuel

Durant le traitement de la liste de médicaments, il est possible d'exporter les données par «EXPORT». Si aucun filtre n'est actif, toutes les données, c.-à-d. tous les produits/articles enregistrés dans le sub-catalogue, sont exportées. Si ce n'est pas souhaité, il est possible de définir à l'aide de la fonction «Filtre» les articles qui doivent être exportés.

Dans l'exemple, un export des articles du compact est effectué. Aucun filtre n'est défini. L'export englobe par conséquent tous les articles. Cliquer sur Export *Export au format xlsx:*

CATALOGUE		Master Katalog Beispiel compact	¥			[+ Ajouter Z Editer	
Produits Articles Filtre Tous Recherche d'articles dans le catalogue Q Export - Export - Finder - + Ajouter								
Pho	Ţ	Description	Ţ		Export dans format .c	sv _{tung} T	Zusatzinform	
7331438		+WATT Bcaa Ride Gel+ Tutti Frutti 40 ml			747646646 t	est	test	-
6493334		13C-METHACETIN 0.4 % Propylengly 3 % sol inj 50 ml			SAP #002781			
6109531		18F Fluoroethyltyrosine ZRP sol inj 0.025 GBq/ml			12345			
6217404		18F Fluoroglucose ZRP sol inj 0.5 - 5 GBq/ml						
6299603		3 CHENES spray nasal 50 ml			SAP #922781			

5.2.1. Affichage et traitement des données dans Excel

Une fois l'export des articles du compact réussi, ceux-ci peuvent être traités dans la liste Excel. Pour cela, *Activer le traitement* et *Activer le contenu* doivent être sélectionnés dans Excel.

Une liste Excel permet d'effectuer plus rapidement de plus importantes mutations. Cette liste Excel peut être enregistrée sur le PC puis ensuite à nouveau téléchargée dans myCATALOG compact (voir chapitre import manuel).

5.3. Import manuel

L'Excel exporté et traité peut être téléchargé dans myCATALOG compact grâce au bouton *télécharger le .xlsx exporté.* Il est important que l'export et l'import soient faits à partir des mêmes catalogue/sub-catalogue et onglet de produit ou d'article.

Dans l'exemple, l'export a eu lieu depuis le compact et l'onglet Article. Cliquez maintenant sur Hochladen:

CATALOGUE						
Master	Waster Katalog Beispiel compact	*				+ Ajouter 🕼 Editer
Produits Articles						
Filtre Tous	Ŧ				🛓 Export 🗸 🔳	Félécharger 🔹 🕇 Ajouter 💼
Recherche d'articles	dans le catalogue Q				Import du .xlsx ex	porté
Pho 🝸	Description	7		Artikelnumme	Import du texte lib	re .xlsx/.csv zinform T
7331438	+WATT Bcaa Ride Gel+ Tutti Frutti 40 ml			747646646	test	test ^
6493334	13C-METHACETIN 0.4 % Propylengly 3 % sol inj 50 ml		Ø	SAP #002781		
6109531	18F Fluoroethyltyrosine ZRP sol inj 0.025 GBq/ml			12345		
6217404	18F Fluoroglucose ZRP sol inj 0.5 - 5 GBq/ml		6			
6299603	3 CHENES spray nasal 50 ml			SAP #922781		
1699947	3TC cpr pell 150 mg 60 pce			SAP #329031		
2619287	3TC opr pell 300 mg 30 poe			SAP #329034		
1672598	4711 EDC 100 ml			SAP #334410		

Une fois l'import réussi, vous accédez à la page «Télécharger l'Excel». Tous les articles qui ont été modifiés sont affichés.

6. Attributs de produit et d'article

Les attributs les plus utilisés ont été définis pour le sub-catalogue prédéfini myCATALOG compact.

6.1. Types d'attribut

6.1.1. Lecture seule d'INDEX

Les attributs qui sont affichés dans le domaine INDEX sont des données originales provenant des données de base INDEX (*lecture seule*). Les champs de texte suivants ont été définis dans myCATALOG compact.

LASTA sol perf 5 mg/100ml	amp 100 mi	Contemport
- INDEX Artikelnummer (Pharmacode) GTIN	3365788 7680573630014	Cans sous-catalogue:
Langer Artikelname Wirkstoffe (WHK=W) Wirkstoffnummern	Aclasta sol perf 5 mg/100ml amp 100 ml Acide zolédronique (zolédronate) 208207	 ✓ compact Region 4 ✓ Sub-Katalog 5
(WHK=W) Galenische Form ROAs	solution perfusion intravelneuse (perfusion)	
ATC-Code Hersteller	M05BA08 Novartis Pharma Schweiz AG	

6.1.2. Attributs individuels

Le champ de texte est utilisé pour la saisie d'un texte libre (chiffres et texte). Les champs de texte suivants ont été définis dans myCATALOG compact. Les champs de texte sont limités à 250 caractères et peuvent p. ex. aussi contenir une URL.

Artikelnummer Hersteller	SAP #517542	
Bemerkung	Unabhängig von der Nahrung geben.	
Zusatzinformationen	Nicht im Standardsortiment der Apotheke. Lagerartikel Onkologie/Tagesklinik	

7. Effectuer des adaptations dans myCATALOG compact

7.1. Traiter des sub-catalogues – ajouter ou retirer des attributs

Les sub-catalogues et tous leurs attributs de produit et d'article constituent un extrait du Master catalogue.

Toutes les données qui sont adaptées dans le sub-catalogue sont aussi enregistrées dans le Master catalogue. Lorsqu'un attribut est ajouté ou retiré, la modification est affichée ou retirée dans tous les articles pour lesquels le même attribut et produit/article est activé.

Dans notre exemple, nous traitons le sub-catalogue *compact* et cliquons sur *Editer*:

/Ì\

CATALOGUE			
Master	w Master Katalog Beispiel	compact 💌	+ Ajouter
Produits Ar	ticles		
Filtre Tous	v articles dans le catalogue	٩	La Export - Télécharger - + Ajouter

Des attributs peuvent être ajoutés ou retirés sur la page «Editer compact»:

EDITER compact	76010013	362383					
Catalog Id	901						
Nom du catalogue	compact						
Description	compact	- liste de médicaments					
Attributs	Visible	Nom attribute	Label		Produit	Article	
	\checkmark	IDX_ARTNO	Artikelnummer (Pharm	acode)		\checkmark	^
	\checkmark	Art_Nr	Artikelnummer			\checkmark	
	\checkmark	IDX_PRDNO	Produktnummer		\checkmark		
	\checkmark	IDX_GTIN	GTIN			\checkmark	
	~	IDX_PRD_DSCRLONGD	Langer Produktname		\checkmark		
		IDX_ART_DSCRLONGD	Langer Artikelname			\checkmark	
	\checkmark	ProdBezAbw	Abw. Produktbezeichn	ung	\checkmark		
	\checkmark	IDX_Substance_Prod	Wirkstoffe (WHK=W)		\checkmark	\checkmark	~

7.2. Créer de nouveaux sub-catalogues et donner des attributs

De nouveaux sub-catalogues sont créés en cliquant sur Ajouter au niveau Catalogue:

CATALOGUE			
Master	 Master Katalog Beispiel 	Sélectionner Sub-catalog •	➡ Ajouter 🖬 🖆
Produits Articles			
Recherche d'articles	dans le catalogue	Q Filtre Tous	🛓 Export 🗸 Télécharger 🗸 🕇 Ajouter 🗎

La procédure suivante doit être respectée sur la page «Ajouter un sub-catalogue»:

Id de catalogue: Un id de catalogue unique doit impérativement être attribué lors de la création

Nom de catalogue: Il est recommandé de saisir un nom de catalogue significatif pour l'utilisateur

Description: Il est recommandé de saisir une description significative pour l'utilisateur

Copie de: Un catalogue existant peut-être sélectionné dans le champ **Copie de.** Décidez si les attributs et/ou articles contenus doivent être copiés.

Dans l'exemple, le sub-catalogue compact région 3 est créé. <u>Aucun</u> sub-catalogue existant n'est copié. Par conséquent <u>aucun</u> attribut et article n'est copié. Le nouveau sub-catalogue est crée en cliquant sur **Sauvegarder.**

AJOUTER SOUS-CATA	LOGUE		
Catalog Id	1		← Retour ✓ Sauvegarder
Nom du catalogue	compact region 3		
Description	compact region 3		
Active	8		
Copie de	compact 🔹	🗹 Attributs 🗹 Articles	

AJOUTER CATALOGUE		
Catalogue enregistré		
Catalog Id	1	← Retour ✓ Sauvegarder
Nom du catalogue	compact region 3	
Description	compact region 3	
Active	8	
Copie de	V Attributs V Articles	

Cliquer sur *Retour* permet de terminer la saisie et renvoie à nouveau au Master catalogue.

Si vous cliquez sur *Retour* sans avoir cliqué sur *Enregistrer*, les modifications que vous avez saisies ne sont pas enregistrées et les indications restent inchangées.

L'affichage ou la sélection du catalogue nouvellement créé s'effectue par le menu déroulant **Sélectionner sub**catalogue:

CATALOGUE		
Master Waster Katalog Beispiel	compact Region 3	myCATALOG compact Region 3 + Ajouter
	Sélectionner Sub-catalogue	
Produits Articles	compact	
Filtre Tours	compact Region 2	🙏 Evport - 🕈 Télécharger - 🕂 Aiguter 💼
Desharaha d'artislas dans la estalegue	compact Region 3	
recherche à annues dans le catalogue	compact Region 4	
Phc T Description	Sub-Katalog 5	T

Les attributs qui sont activés dans le Master catalogue peuvent être intégrés au sub-catalogue nouvellement créé en cliquant sur *Traiter*:

CATALOGUE				
Master 👻 Maste	ter Katalog Beispiel	compact Region 3	myCATALOG compact Region 3	→ Ajouter 🕼 🗃
Produits Articles				
Filtre Tous *				🛓 Export 🗸 📩 Télécharger 🗸 🕇 Ajouter 🗎 💼
Recherche d'articles dans le catalo	logue	Q		
Pho 🝸	Description			Ţ
				*

Les attributs souhaités peuvent être activés sous «editer compact région 3»:

EDITER compact reg	ion 3	62383						← Retour	
Catalog Id	1								
Nom du catalogue	compac	t region 3							
Description	compac	t region 3							
Attributs	Visible	Nom attribute	Label	Produit	Article				
		IDX_ARTNO	Artikelnummer (Pharmacode)		\checkmark	~			
		Art_Nr	Artikelnummer		\checkmark				
		IDX_PRDNO	Produktnummer	1					
		IDX_GTIN	GTIN		\checkmark				
		IDX_PRD_DSCRLONGD	Langer Produktname	\checkmark					
		IDX_ART_DSCRLONGD	Langer Artikelname		\checkmark				
		ProdBezAbw	Abw. Produktbezeichnung	\checkmark					
		IDX_Substance_Prod	Wirkstoffe (WHK=W)	\checkmark	\checkmark	~			

Les attributs souhaités sont activés par sub-catalogue grâce à une coche dans la colonne *Visible*. Les colonnes *Produit* et *Article* indique l'onglet (produit ou article) sous lequel les attributs sont affichés.

EDITER compact reg	jion 3						
GLN	76010013	362383					
Catalog Id	1						
Nom du catalogue	compact	region 3					
Description	compact	region 3					
Attributs	Visible	Nom attribute	Label		Produit	Article	
	✓	IDX_ARTNO	Artikelnummer (F	harmacode)		\checkmark	^
		Art_Nr	Artikelnummer			\checkmark	
		IDX_PRDNO	Produktnummer		\checkmark		
		IDX_GTIN	GTIN			\checkmark	
	•	IDX_PRD_DSCRLONGD	Langer Produktn	ame	\checkmark		
		IDX_ART_DSCRLONGD	Langer Artikelna	ne		\checkmark	
		ProdBezAbw	Abw. Produktbez	eichnung	\checkmark		
		IDX_Substance_Prod	Wirkstoffe (WHK	=W)	\checkmark	\checkmark	~

Les modifications sont enregistrées dans le sub-catalogue en cliquant sur Sauvegarder.

EDITER CATALOGUE						
Catalogue enregistré						_
GLN	76010013	62383				
Catalog Id Nom du catalogue	1 compact	region 3				
Description	compact	region 3				
Attributs	Visible	Nom attribute	Label	Produit	Article	
	\checkmark	IDX_ARTNO	Artikelnummer (Pharmacode)		\checkmark	^
	\checkmark	IDX_PRDNO	Produktnummer	\checkmark		
	~	IDX_GTIN	GTIN		\checkmark	
	\checkmark	IDX_PRD_DSCRLONGD	Langer Produktname	\checkmark		
	~	IDX_Substance_Prod	Wirkstoffe (WHK=W)	\checkmark	~	I
		Art_Nr	Artikelnummer		~	
		IDX_ART_DSCRLONGD	Langer Artikelname		\checkmark	
		ProdBezAbw	Abw. Produktbezeichnung	\checkmark		~

Cliquer sur *Retour* permet de terminer la saisie et renvoie à la page d'accueil compact région 3.

Si vous cliquez sur *Retour* sans avoir cliqué sur *Enregistrer*, les modifications que vous avez saisies ne sont pas enregistrées et les indications restent inchangées.

Du fait qu'un nouveau catalogue vient d'être créé, le sub-catalogue compact région 3 ne contient aucun article. Il est possible d'ajouter des articles au nouveau catalogue des manières suivantes:

- Chapitre 4.2. Afficher produit/article dans le Master catalogue
- Chapitre 4.6. Ajouter un article au sub-catalogue compact

7.3. Copier un sub-catalogue existant

Procédez de la manière suivante si vous voulez copier un sub-catalogue existant. Cliquez sur Ajouter:

С	ATALOGUE			
	Master Tatalog B	eispiel Sélectionner Sub-catalog •		+ Ajouter 🕼 Editer
	Produits Articles			
	Recherche d'articles dans le catalogue	Q Filtre Tous	▼ Lxport - Téléch	narger 🗸 🕂 Ajouter 🛅

Complétez les champs suivants sur la page «Ajouter sub-catalogue»:

Id de catalogue:	Un id de catalogue unique doit impérativement être attribué lors de la création
Nom de catalogue:	Il est recommandé de saisir un nom de catalogue significatif pour l'utilisateur
Description:	Il est recommandé de saisir une description significative pour l'utilisateur
Copie de:	Un catalogue existant peut être sélectionné dans le champ Copie de. Décidez si les attributs et/ou articles contenus doivent être copiés.

Dans l'exemple, le sub-catalogue compact région 4 est créé en faisant une copie de compact. Nous voulons reprendre dans compact région 4 les attributs et articles saisis dans compact:

AJOUTER SOUS-CATA	LOGUE			
Catalog Id	600		🗲 Retour	🗸 Sauvegarder
Nom du catalogue	compact 4			
Description	compact 4			
Active	8			
Copie de	compact 🔹	🖲 Attributs 👻 Articles		

Les modifications sont enregistrées dans le sub-catalogue en cliquant sur Sauvegarder

Si vous cliquez sur *Retour* sans avoir cliqué sur *Enregistrer*, les modifications que vous avez saisies ne sont pas enregistrées et les indications restent inchangées.

Le sub-catalogue copié compact région 4 peut être ouvert par le menu déroulant Sélectionner sub-catalogue:

CATALOGUE		
Master v Master Katalo	og Beispiel Sélectionner Sub-catalogu ▼	+ Ajouter 🕼 Editer
Produits Articles Filtre Tous • Recherche d'articles dans le catalogue •	Sélectionner Sub-catalogue compact compact Region 2 compact Region 3 compact Region 4	🕹 Export - 🌊 Télécharger - 🕇 Ajouter 📋
Pho T Descript	tion Sub-Katalog 5	y
7331421 +WATT	Bcaa Ride Gel+ Tutti Frutti 60 x 40 ml	
7331438 +WATT	Bcaa Ride Gel+ Tutti Frutti 40 ml	
6493334 13C-ME	THACETIN 0.4 % Propylengly 3 % sol inj 50 ml	
6109531 18F Flue	oroethyltyrosine ZRP sol inj 0.025 GBq/ml	
6217404 18F Flue	oroglucose ZRP sol inj 0.5 - 5 GBq/ml	
6299603 3 CHEN	IES spray nasal 50 ml	

L'icône *permet de traiter des articles. Ajouter* permet d'enrichir le sub-catalogue compact région 4 avec d'autres articles.

aster	 Master Katalog Beispiel 	compact Region 4	myCATALOG co	mpact Reg	ion 4		+ Ajouter 🕑 Edit	ter
roduits Articles								
e _{Tous}	•				*	Export - 🏒 Télécha	rger - + Ajouter	Û
Recherche d'articles	dans le catalogue	Q						
Pho 🍸	Description		7		Artikelnumme	T Bemerkung T	Zusatzinform	T
6493334	13C-METHACETIN 0.4 % Propylengly 3 %	sol inj 50 ml			SAP #002781			
6109531	18F Fluoroethyltyrosine ZRP sol inj 0.025	3Bq/ml		Ø	12345			
8217404	18F Fluoroglucose ZRP sol inj 0.5 - 5 GBq	/ml						
6299603	3 CHENES spray nasal 50 ml				SAP #922781			
1699947	3TC cpr pell 150 mg 60 pce				SAP #329031			
2619287	3TC cpr pell 300 mg 30 pce				SAP #329034			
1379591	ACETALGINE supp 125 mg 10 pce			6	SAP #449766			
1849281	ACIDUM FOLICUM Streuli cpr 5 mg 20 pc	e		Ø	SAP #509732	Unabhängig von de	Information Teilbark	
3365788	ACLASTA sol perf 5 mg/100ml amp 100 m	1		1	SAP #517542	Unabhängig von de	Nicht im Standards	

7.4. Effacer un sub-catalogue

Effacer au niveau catalogue permet d'effacer les sub-catalogues qui ne sont plus utilisés. Les attributs gérés restent disponibles dans le Master catalogue et ne sont pas effacés par cette fonction.

Master V Master Katalog Beispiel Sub-Katalog 4 V Sub-Katalog - HCI Solutions AG	CATALOGUE				
	Master	Master Katalog Beispiel	Sub-Katalog 4	Sub-Katalog - HCI Solutions AG	+ Ajouter Editer

8. Utiliser myCATALOG de manière plus extensive

Individualiser les données de base - harmoniser - piloter les processus en aval

Complétez votre INDEX par des informations complémentaires individuelles de votre organisation. Des données de produits et d'articles provenant de différentes sources basées sur Internet peuvent être regroupées et traitées de manière centralisée au niveau du champ pour être ensuite libérée de manière différenciée pour tous les systèmes cibles connectés. L'intégration de produits hospitaliers et d'importation les met aussi à disposition pour des contrôles d'aide à la décision clinique.



Avec myCATALOG vous disposez d'un nombre illimité de champs de données pour des informations complémentaires individuelles. myCATALOG permet un choix spécifique d'attributs INDEX existants et l'intégration de propres champs de données.



myCATALOG catalog exemple "Région 1"

ARCEVA Filmtabl 100 mg	Affichag	e des produits et articles	🗲 Zurück 🗸 🗸 Speiche
INDEX Pharmacode GTIN Langer Artikelname Wirkstoffe (WHK=W) Galenische Form ATC-Code Hersteller	2946170 7680572660036 Tarceva Filmtabl 100 mg 30 Stk Erlotinib Filmtabletten L01XE03 Roche Pharma (Schweiz) AG	Affichage des attributs définis individuellement à partir de l'INDEX	In Sub-Katalog: ☐ Formulary ☑ Region 1 Ajouter des articles aux sub-catalogue définis individuellement
ROA ROAs SR1 ROAs (max. 5) SR1 default ROA INDIVIDUELL Bemerkung	per oral	▼ ▼	Sélection d'attributs définis individuellement

Si vous êtes intéressé à implémenter myCATALOG, veuillez vous adresser à nos responsables des ventes ou par téléphone à la hotline 058 851 26 00 ou encore par mail à <u>hotline@hcisolutions.ch</u>.

9. Version

Version	Modifications	Date	Auteur
V1.0	Création	06/11/2017	DHA/RHZ